



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Bond Değirmeni Kullanımı
	Doküman No	T-148
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1	

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Değirmenin yan kapağını 4 adet m10 tırtıllı elçek somunu gevşeterek açınız.2. Değirmenin içine TS 770/aralık 1989 da tarih edildiği şekilde ve miktarda bilye şarjı ve numune ekleyiniz.3. Kapağın kauçuk conta yüzeylerini ve gövde kapak ağızı etrafındaki conta oturma yüzeylerini temiz bir bez veya fırça ile toz partiküllerden temizletiniz.4. Kapağı gövde üzerine yerine oturup 4 adet M 120 Tırtıllı elçek somunu sıkarak kapatınız.5. Elektronik hız kontrol cihazı hız ayar potunu değirmen 70dev/dak sabit dönüş hızı yapacak şekilde ayarlayınız. Değirmen elektronik hız ayar cihazı ile 0 ila 106 dev/dak arası istenilen dönüş hızına rahatça ayarlanabilir.6. Elektronik dijital sayıcıyı istenilen değirmen dönüş sayısına ayarlayınız.7. Yeşil start düğmesine basarak makineyi çalıştırıp numuneyi öğütünüz.8. Programlanan dönüş sayısından öncede istenildiği zaman kırıcı stop butonuna basılarak değirmeni durdurabilir, sonra tekrar yeşil start butonun basarak kaldığı dönüş sayısından devam ettirerek çalışmaya devam edilebilir.9. Sayıcıda programlanan değirmen dönüş sayısı sonunda makine otomatik olarak durur.10. Ürün toplama çekmecisini üzerine delikli saçtan bilye ayırma haznesini koyarak değirmenin altına sürünüz.11. Yan kapağı açınız, değirmeni el yardımıyla kapak açıklığı aşağı gelecek şekilde yavaşça döndürerek içindeki numune ve bilyeli alttaki çürük toplama çekmecesini üzerindeki delikli saçtan imal edilmiş bilye ayırma haznesine alınız. Bir fırça yardımı ile değirmeni iyice boşaltınız.12. Delikli saç hazne içindeki bilyeleri fırçalayarak öğütülen numunenin bilyelerden ayrılacak alttaki ürün toplama çekmecesine geçmesini sağlayınız.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih/....../.....

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---