



T.C.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
TALİMATLAR



OPERASYONEL BİLGİLER	Ünitesi	Cumhuriyet Üniversitesi
	Doküman Adı	Mikroskop Kullanımı
	Doküman No	T-073
	İlk Yayın Tarihi	19/10/2017
	Revizyon Tarihi	
	Sayfa	1/1

UYGULAMA	<ol style="list-style-type: none">1. Mikroskopu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.2. Ana şalteri "off" yönünden "on" yönüne çeviriniz.3. Mikroskopun güvenliği için elektrik bağlantısında topraklama olmalıdır.4. Ampulleri değiştirirken ana şalteri kapatıp güç kaynağını çekiniz.5. Mikroskopun bulunduğu zeminin düz ve hareketsiz olmasına özen gösterilmelidir.6. Mikroskopun uygun sıcaklık koşullarında olmaması durumunda görüntüye odaklanamaz ve gözlemi etkileyecektir.7. Çalışma ortamı sıcaklığı 5°C ~ 35°C arasında olmalıdır.8. Tam görüntüleme için tüp sabitleme vidasını bırakınız.9. Mercek montajı için yüksek güç, düşük güç objektif lens montajı saat yönünde sıkıca sıkıldığından emin olunuz.10. Kondenserin dirsek üzerindeki yönlendirme vidası kontrol üzerinde yer alacak.11. Test parçasının yüzeyinin temiz olmasına özen gösteriniz.
-----------------	--

Bu formda belirtilen kullanma talimatlarını okudum. Kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı ve Soyadı:

Tarih / ... /

HAZIRLAYAN Betül KUL	KONTROL EDEN Yrd. Doç. Dr. Raci KILAVUZ	ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ 19/10/2017
--------------------------------	---	---